






# Sensorsohlen

**599 €**

pro Paar

Sensoren	16 kapazitive Drucksensoren, 6-Achsen Inertiale Messeinheit
Abtastfrequenz	100 Hz
Datenaufzeichnung	Echtzeitübertragung an mobiles Endgerät
Konnektivität	Bluetooth Low Energy 5.0
Energieversorgung	Li-Ionen PD2032 Knopfzelle, 3.7 V, wiederaufladbar, USB-C Stecker
Größen	9 Doppelgrößen S1 - S9 (EU 32 - 49, US Männer 1 - 13.5)



# Tests

**0,99 €**

pro Test

Detaillierte Reporterstellung. Testdurchführung und Biofeedback kostenfrei.	
Verfügbare Tests	<a href="https://moticon.com/rego/tests">moticon.com/rego/tests</a>
Kostenfreie Tests	10 bei Erstbestellung
Kontingente	Kein Mindestverbrauch Kein Abonnement

# Zubehör & Serviceleistungen

## 1 LADEZUBEHÖR

Ladenetzteil	1 Stk	Netzteil 240/110 V DC / 5 V AC, USB 2.0 Typ A, für 4 Zweifach Ladekabel	99,00 €
Zweifach Ladekabel	1 Stk	USB 2.0 Typ A Zweifach Ladekabel für 1 Paar Sensorsohlen	9,90 €

## 2 TASCHEN & MARKIERUNGEN

Produkttasche	1 Stk	Cordura Reißverschluss tasche für 6 Paar Sensorsohlen und Zubehör	149,00 €
Sensorsohlensack	1 Stk	Mesh Sack mit Kordelzugverschluss für 1 Paar Sensorsohlen, Einheitsgröße	9,90 €
Bodenmarkierung Rund	1 Paar	Flexible Bodenmarkierung mit gummierter Rückseite, zeigt Richtung im & gegen Uhrzeigersinn, Durchmesser 18 cm	19,90 €
Bodenmarkierung Quadrat	1 Stk	Flexible Bodenmarkierung mit gummierter Rückseite, für Sprungtests, 40 x 40 cm	29,90 €
Maßband	1 Stk	Zur Bemessung von Gangstrecken	9,90 €

## 3 VERBRAUCHSARTIKEL

Testsocken	100 Stk	Einmalsocken, antibakteriell, Einheitsgröße	29,00 €
Desinfektionsspray	150 ml	Sterillium Desinfektionsspray	9,90 €
Desinfektionsmittel Nachfüllung	1 L	Sterillium Desinfektionsmittel	29,90 €

## 4 DIENSTLEISTUNGEN

ReGo Erstkonfiguration	pro Kunde	Erstinstallation Kundenkonto & Aktivierung	99,00 €
ReGo Produktschulung	2 Std	Umfassende online Schulung sowie Fragen & Antworten, beinhaltet Themen um die App, die Sensorsohlen und Pflege	299,00 €



Deutsche Version  
Dieses Dokument ist vertraulich  
Januar 2023

Moticon ReGo AG  
Machtlfinger Str. 21  
81379 München  
Deutschland

+49 89 200 030 160  
sales@moticon.com  
moticon.com/de/rego

REV 01.05