



**ReGo**  
byMOTICON

## Preisliste

EUR • Deutschland • Österreich • Schweiz

# Sensorsohlen & Tests

---

## 1 **SENSORSOHLEN**

Sensoren	16 kapazitive Drucksensoren 6-Achsen inertielle Messeinheit	pro Paar	849,00 €
Abtastfrequenz	100/200 Hz		
Datenaufzeichnung	Echtzeitübertragung an mobiles Endgerät		
Konnektivität	Bluetooth Low Energy 5.0		
Energieversorgung	Li-Ionen PD2032 Knopfzelle, 3,7 V, USB-C Ladestecker		
Größen	9 Doppelgrößen S1 - S9 (EU 32 - 49, US Männer 1 - 13.5)		

---

## 2 **TESTS**

Leistungsumfang	Automatisierte Berechnung der Testergebnisse für Reports	ab	0,99 €
Kostenfreie Leistungen	Testdurchführung Speicherung der Sensordaten Biofeedback Training		
Kontingente	10 Freitests bei Erstkauf Kein Mindestverbrauch Kein Abonnement		
Testübersicht	<a href="https://moticon.com/rego/tests">moticon.com/rego/tests</a> Testportfolio wird laufend erweitert		

# Tests

---

## 1 **GANGANALYSE & LAUF TESTS**

RT 038	Free Distance Walk and Return	1 Test	1,99 €
RT 039	15 Seconds Treadmill Walk	1 Test	1,99 €
RT 040	15 Seconds Treadmill Run	1 Test	1,99 €

---

## 2 **HOP & SPRUNG TESTS**

RT 003	Balance Front Hop	1 Test	0,99 €
RT 010	Single Leg Jump Distance	1 Test	0,99 €
RT 004	Balance Side Hop	1 Test	0,99 €
RT 005	30 Seconds Side Hop	1 Test	0,99 €
RT 013	Counter Movement Jump	1 Test	0,99 €
RT 008	Drop Jump	1 Test	0,99 €

---

## 3 **BALANCE TESTS**

RT 012	Single Leg Stance	1 Test	0,99 €
RT 018	Balance Squat	1 Test	0,99 €
RT 011	Y-Balance	1 Test	0,99 €

---

## 4 **SPEED TESTS**

RT 037	Foot Tapping	1 Test	0,99 €
--------	--------------	--------	--------

---

## 5 **MOBILITY TESTS**

RT 001	2 Minute Walk	1 Test	1,99 €
RT 018	10 Meter Walk and Return	1 Test	1,99 €
RT 011	Timed Up and Go	1 Test	1,99 €

Für die ReGo Tests gilt die separate Abrechnung der Testpreise gemäß Verbrauch.

# Software

---

## 1 APPS

Mobile App	iOS/Android, Benutzerverwaltung, Testdurchführung, Ergebnisauswertung	0,00 €
Web App	Browser basiert, Benutzerverwaltung, Individual & Team Reports	0,00 €

---

## 2 SCHNITTSTELLEN

Rohdaten	Export Sensor-Rohdaten	1 Monat	149,00 €
API	Application Programming Interface inkl. Rohdatenzugriff	1 Monat	1.999,00 €

## Accessories & Services

### 1 LADEZUBEHÖR

Ladenetzteil	Netzteil 240/110 V DC / 5 V AC, USB 2.0 Typ A, für 4 Zweifach Ladekabel	1 Stk	99,00 €
Zweifach Ladekabel	USB 2.0 Type A Zweifach Ladekabel für 1 Paar Sensorsohlen	1 Stk	9,90 €

### 2 TASCHEN & MARKIERUNGEN

Produkttasche	Cordura Reißverschluss tasche für 6 Paar Sensorsohlen und Zubehör	1 Stk	149,00 €
Sensorsohlensack	Mesh Sack mit Kordelzugverschluss für 1 Paar Sensorsohlen	1 Stk	9,90 €
Bodenmarkierung Rund	Flexible Bodenmarkierung mit gummierter Rückseite, zeigt Richtung im & gegen Uhrzeigersinn, Durchmesser 18 cm	1 Stk	19,90 €
Bodenmarkierung Quadrat	Flexible Bodenmarkierung mit gummierter Rückseite, für Hop Tests, 40 x 40 cm	1 Stk	19,90 €
Maßband	Zur Abmessung von Gangstrecken	1 Stk	9,90 €

### 3 VERBRAUCHSMATERIAL

Teststocken	Einmalsocken, antibakteriell, Einheitsgröße	100 Stk	49,90 €
Desinfektionsspray	Sterillium Desinfektionsspray, nachfüllbar	100 ml	9,90 €
Desinfektionsmittel	Sterillium Desinfektionsmittel, Nachfüllung	1 L	49,90 €

### 4 SERVICES

Erstkonfiguration	Freischaltung Kundenkonto, Aktivierung des Accounts	pro Kunde	0,99 €
Produktschulung	Umfassende Onlineschulung, Fragen & Antworten	2 Std	299,00 €

# Pakete

---

## 1 KOMPLETT PAKET

Lieferumfang	Sensorsohlen	7 Paar	6.708,20 €
	Ladenetzteil	1 Stk	
	Zweifach Ladekabel	4 Stk	
	Produkttasche	1 Stk	
	Bodenmarkierung Rund	1 Stk	
	Bodenmarkierung Quadrat	1 Stk	
	Teststocken	100 Stk	
	Desinfektionsspray	100 ml	
	Erstkonfiguration	pro Kunde	
	Produktschulung	2 Std	

---

## 2 STANDARD PAKET

Lieferumfang	Sensorsohlen	5 Paare	4.950,60 €
	Ladenetzteil	1 Stk	
	Zweifach Ladekabel	2 Stk	
	Produkttasche	1 Stk	
	Teststocken	100 Stk	
	Desinfektionsspray	100 ml	
	Erstkonfiguration	pro Kunde	
	Produktschulung	2 Std	

---

## 3 STARTER PAKET

Lieferumfang	Sensorsohlen	2 Paar	2.393,70 €
	Ladenetzteil	1 Stk	
	Zweifach Ladekabel	1 Stk	
	Produkttasche	1 Stk	
	Testsocken	100 Stk	
	Desinfektionsspray	100 ml	
	Erstkonfiguration	pro Kunde	
	Produktschulung	2 Std	

Für die ReGo Tests gilt die separate Abrechnung der Testpreise gemäß Verbrauch.

Alle Preise sind netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer  
Abrechnungszeitraum für alle Software-as-a-Service und Cloud Software Leistungen ist monatlich  
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen • [moticon.com/terms-and-conditions](https://moticon.com/terms-and-conditions)  
Es gelten unsere Nutzungs- und Lizenzbedingungen • [moticon.com/terms-of-use-license](https://moticon.com/terms-of-use-license)



Originalversion deutsch  
Dezember 2024

Copyright  
Moticon ReGo AG  
Machtlfinger Str. 21  
81379 Munich  
Germany

+49 89 200 030 160  
[sales@moticon.com](mailto:sales@moticon.com)

REV 02.00